

# Scheda tecnica

Valida dal 10/06/2020

**SOFFIO 198**

**Mascherina chirurgica TIPO II**



	Descrizione
SOFFIO198	Mascherina chirurgica TIPO II

Indicazioni	
Produttore	INDUSTRIE SOFFIO srl – Correzzola (PD)
CND	ND
Repertorio	ND
Conformità	MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II CERTIFICATA UNI EN 14683 TIPO II – UNI EN ISO 10993

## Indicazioni

MASCHERINA DI PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE DI EFFLUVI EMESSI TRAMITE LE VIE RESPIRATORIE

## Descrizione

La maschera chirurgica SOFFIO198 TIPO II è MONOUSO in tessuto non tessuto (TNT) in **3 strati** Elastici auricolari/nuca in fiocco di cotone. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso metallica

CONFORMITA' TEST REPORT

-CITOTOSSICITA UNI EN ISO 10993-5	< 20
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA DI MASCHERE AD USO MEDICO UNI EN ISO 11737-1:2018	= 3.2
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA biodurden	UFC/gr < 1
-VALUTAZIONE DELLA RESPIRABILITA' PER MASCHERE AD USO MEDICALE UNI EN 14683:2019	<60
-VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) PER MASCHERE AD USO MEDICO SECONDO LA NORMA UNI EN 14683:2019 (MODIFICATA)	≥ 98%

## Controindicazioni e avvertenze

La maschera chirurgica SOFFIO198 è MONOUSO, non sono previste particolari controindicazioni o precauzioni

## Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 2 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti nel comune di utilizzo.