

# Scheda tecnica

Valida dal 16/07/2020

## SOFFIO 198

### Mascherina chirurgica TIPO IIR

Utilizzare entro 2 anni dalla data di produzione riportata

Industria **soffio**  
filtering solutions

**SOFFIO198IIR**  
Conf. 1 pezzo  
Prodotto Fabbricato in Italia

**MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II R**

CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 14683 Tipo II

CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 10993

CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 22609:2004

Lotto 0001 del 01/07/2020

NON STERILE MONOUSO

Realizzato ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge n. 18  
del 17/03/2020, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

Industrie Soffio s.r.l. - Correzzola (PD) Italy Tel. +39 049 58 19 415 rev.2



8 063300 060208



	Descrizione
SOFFIO198	Mascherina chirurgica TIPO IIR

Indicazioni	
Produttore	Eurogielle srl – su licenza INDUSTRIE SOFFIO srl
CND	T020601
Repertorio	1976953 - S
Conformità	MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II CERTIFICATA UNI EN 14683 TIPO IIR – UNI EN ISO 10993 CERTIFICATA <b>CE</b>

## Indicazioni

MASCHERINA DI PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE DI EFFLUVI EMESSI TRAMITE LE VIE RESPIRATORIE

## Descrizione

La maschera chirurgica SOFFIO198 TIPO IIR CERTIFICATA **CE** è MONOUSO in tessuto non tessuto (TNT) in **3 strati**

Elastici auricolari/nuca in fiocco di cotone. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso metallica

### CONFORMITA' TEST REPORT

-CITOTOSSICITA UNI EN ISO 10993-5	< 20
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA DI MASCHERE AD USO MEDICO UNI EN ISO 11737-1:2018	= 3.2
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA biodurden	UFC/gr < 1
-VALUTAZIONE DELLA RESPIRABILITA' PER MASCHERE AD USO MEDICALE UNI EN 14683:2019	<60
-VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) PER MASCHERE AD USO MEDICO SECONDO LA NORMA UNI EN 14683:2019 (MODIFICATA)	≥ 98%

## Controindicazioni e avvertenze

La maschera chirurgica SOFFIO198 è MONOUSO, non sono previste particolari controindicazioni o precauzioni

## Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 2 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti nel comune di utilizzo.